

vetscan

# VETSCAN<sup>®</sup> HM5 Limpiador Enzimático (Concentrado)

Consumible para ser usado con los sistemas VETSCAN<sup>®</sup> HMII,  
VETSCAN<sup>®</sup> HM5 y VETSCAN<sup>®</sup> HM2.  
Sólo para uso diagnóstico veterinario *in vitro*.



---

## Indicaciones

Agente limpiador concentrado destinado al uso con los sistemas VETSCAN<sup>®</sup> HMII, VETSCAN<sup>®</sup> HM5 y VETSCAN<sup>®</sup> HM2 de hematología. Formulado para ser aspirado dentro del instrumento a fin de limpiar los componentes que entran en contacto con la sangre entera. El limpiador debe usarse para mantenimiento preventivo al menos una vez al mes, durante cada cambio de paquete de reactivos o tras realizar unas 100 pruebas. También debe realizarse una limpieza cuando el analizador no puede obtener un análisis de referencia aceptable de forma repetida.

zoetis.

## Condiciones de almacenamiento

Almacenar a: 4-35 °C (40-95 °F).

## Advertencias

NO INGERIR. Mantener alejado de los alimentos.

PRECAUCIÓN: Irritante ocular. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua abundante y buscar asistencia médica. No aspirar la pulverización. Puede causar sensibilización al inhalar. Desechar según la normativa aplicable.

## Ingredientes reactivos

Solución concentrada de enzimas hidrolíticas, surfactantes y estabilizadores. Biodegradable.

## Procedimiento

1. Sostenga la botella destapada del limpiador enzimático concentrado boca abajo sobre un tubo de muestras para EDTA vacío y sin usar.
2. Apriete para que caigan 6-7 gotas (aproximadamente 300-350 µl) de limpiador enzimático concentrado en el tubo de muestras. Debe haber un mínimo de 200 Ql de limpiador en el tubo, dependiendo del tamaño del tubo que haya seleccionado. Un tubo de 1,3 ml es normalmente suficiente. Quizá tenga que utilizar un volumen mayor de limpiador si decide usar un tubo de tamaño superior.

3. Inserte el tubo en el adaptador adecuado y colóquelo sobre el analizador.
4. En el menú **Utilities** (Utilidades), seleccione **Maintenance** (Mantenimiento), **Cleaning** (Limpieza), **Enzymatic Cleaning** (Limpieza enzimática).
5. Ejecute el ciclo de limpieza.
6. Deseche el tubo de muestra.
7. Se recomienda realizar una muestra de control tras la limpieza. Consulte el manual de usuario del analizador para obtener instrucciones más detalladas.

**vetscan**

**V E T S C A N<sup>®</sup> HM5**  
**Limpiador Enzimático**  
**(Concentrado)**

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo a las regulaciones locales.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VETSCAN<sup>®</sup> es una marca registrada de Zoetis.

**Importado y Distribuido por:**

**Zoetis México, S. de R.L. de C.V.**

Paseo de los Tamarindos Número 60 Planta Baja,  
Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de  
Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3763

Para México, visite: [www.vetscan.mx](http://www.vetscan.mx)

Hecho en Estados Unidos.